



ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ТРАКТ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ

ТРАКТ





# ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

**Педиатрические зонды для энтерального питания, изготовленные из ПВХ, полиуретана и силикона, Nutrisafe и системы для питания (см. стр.32 – 38).**

## 391 Гастроудоденальный зонд Левина – 125 см

Прозрачная трубка из ПВХ с линией XRO, гибкий порт, тип «мама» с заглушкой: Fr 06-08 и 10. Большой гибкий коннектор без заглушки: Fr 12 - 21. Сантиметровая градуировка с 5 по 75 см. Закрытый кончик.

- 50/450 Fr 06 - 08: 10 латеральных отверстий
- 50/300 Fr 10 - 12 - 14: 4 латеральных отверстия
- 50/200 Fr 16 - 18 - 21: 4 латеральных отверстия



Код 391

## 1391 Полиуретановый гастроудоденальный зонд – 125 см

Прозрачная полиуретановая трубка с линией XRO. Для средне-длительного использования. Четыре латеральных отверстия. Сантиметровая градуировка от 5 до 70 см. Закрытый кончик.

Гибкий порт, тип «мама» с заглушкой: Fr 06-08-10 и 12.

Гибкий коннектор без заглушки: Fr 14 - 21.

- 50/300 Fr 06-08-10-12
- 50/200 Fr 14-16-18
- 50/150 Fr 21

## 2391 Силиконовый гастроудоденальный зонд – 125 см

**Зонд для энтерального питания длительного использования.**

Закрытый кончик, 4 латеральных отверстия. Маркировка через каждые 5 см с 20 см по 50 см (Fr 06-08-09). Маркировка через каждые 5 см с 45 см по 75 см (Fr 12 - 21).

- 10/240 Fr 06 - 08: гибкий порт , тип «мама» с заглушкой - Трубка XRO
- 10/240 Fr 09: гибкий порт, тип «мама» с заглушкой - Прозрачная трубка XRO
- 10/240 Fr 12 - 14 - 16: гибкий коннектор без заглушки - Прозрачная трубка XRO
- 10/120 Fr 18 - 21: гибкий коннектор без заглушки - Прозрачная трубка XRO



Код 2391

## 1381 Полиуретановый дуоденальный зонд для кормления с двойным коннектором – 125 см

Прозрачная полиуретановая трубка с линией XRO. Закрытый кончик. Четыре латеральных отверстия. Поперечный порт с заглушкой. Сантиметровая градуировка от 5 до 70 см.

Поперечный порт проксимального коннектора позволяет вводить препараты без прерывания потока энтерального питания.

- Fr 08-10-12
- Fr 14-16-18-21

- 50/300
- 50/150



Код 1381

## 392 Гастроудоденальный зонд – 125 см

Утяжеленный дуоденальный зонд Райла. Прозрачная трубка из ПВХ с линией XRO и утяжеленным металлическим наконечником. Четыре латеральных отверстия. Маркировка на 45, 55, 65 и 75 см.

- Fr 10: гибкий порт, тип «мама» с заглушкой
- Fr 12: гибкий коннектор без заглушки.
- Fr 14 - 16 - 18 - 20: гибкий коннектор без заглушки.

- 50/300
- 50/300
- 50/200

Код 392



## 1396 Полиуретановый гастроудоденальный зонд – 125 см

Прозрачная полиуретановая трубка с линией XRO линией и вольфрамовым утяжеленным кончиком . Четыре латеральных отверстия.

Сантиметровая градуировка от 20 до 70 см.

- Fr 09-14-18

- 25/150



Код 1396

# ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



## 2394 Силиконовый гастродуоденальный зонд – 125 см

Прозрачная трубка с линией XRO и утяжеленным металлическим кончиком. Четыре латеральных отверстия. Маркировка через каждые 5 см с 45 по 75 см

- 10/240 Fr 10: гибкий порт, тип «мама» с заглушкой
- 10/240 Fr 12 - 14 - 16: гибкий коннектор без заглушки.
- 10/120 Fr 18 - 21: гибкий коннектор без заглушки.



Код 2394

## 2396 Силиконовый гастродуоденальный зонд

Прозрачная трубка с линией XRO линией и утяжеленным вольфрамовым кончиком. Четыре латеральных отверстия. Маркировка через каждые 5 см с 25 по 75см.

- 25/300 Fr 06: длина 90 см – Гибкий порт, тип «мама» с заглушкой.
- 25/300 Fr 09: длина 125 см – Гибкий порт, тип «мама» с заглушкой.
- 25/300 Fr 14: длина 125 см – Гибкий коннектор без заглушки.
- 25/150 Fr 18 : длина 125 см – Гибкий коннектор без заглушки.

Код 2396



## ЖЕЛУДОЧНЫЕ ЗОНДЫ

### 390 Тубафлекс – 100см

Transparent PVC tube with XRO line, 4 lateral eyes and open tip. Centimetre graduations from 5 to 75 cm.

- 50/300 Fr 10: Female flexible mount with cap.
- 50/300 Fr 12 - 14 - 16: Flexible funnel without cap.
- 50/200 Fr 18 - 21: Flexible funnel without cap.



Код 390

### 2316 Тубафлекс силиконовый желудочный зонд – 125 см

Прозрачная трубка XRO. Открытый кончик и 1 латеральное отверстие. Маркировка через каждые 5 см с 45 по 75 см

- 10/240 Fr 10: гибкий порт типа «мама» с заглушкой.
- 10/240 Fr 12 - 14 - 16: гибкий коннектор без крышки.
- 10/120 Fr 18 - 21: гибкий коннектор без крышки.

Код 2316



### 350 Зонд для промывания желудка Фоше – 150см

Трубка ПВХ с 4 боковыми отверстиями и открытым наконечником. Сантиметровая градуировка с 15 по 75 см.

- 15 Fr 27-30-33-36

# ЖЕЛУДОЧНЫЕ ЗОНДЫ

## ДВУХПОТОЧНЫЕ ЖЕЛУДОЧНЫЕ ЗОНДЫ

**340**

**Желудочный зонд**

**1340**

**Полиуретановый желудочный зонд**

**10/180**

Прозрачный зонд из ПВХ (код 340) или полиуретана (код 1340) с линией XRO и закрытым кончиком. Маркировка 25, 35 и 45 см (6 и 8 Fr), 45, 55 и 65 см (10 Fr) или 45, 55, 65 и 75 см (от 12 до 36 Fr) со стороны дистального кончика. Конический переходник на зонде для подсоединения к отсосу.

Данный зонд используется для предотвращения скапливания желудочной секреции и воздуха, способствуя тем самым декомпрессии желудка, посредством осуществления непрерывной аспирации без раздражения слизистой оболочки желудка.

Fr 06-08: 6 латеральных отверстий - Длина 60 см


Fr 10: 10 латеральных отверстий - Длина 90 см

Fr 12 - 14 - 16 - 18 - 21\* - 30\* - 36\*: 10 латеральных отверстий - Длина 120 см

Примечание: Fr 30 и Fr 36 приводятся только для ссылки 340.

\*Код 1340.21: коробка: 10 шт. - упаковка: 120 шт.

Код 340.30/36: коробка: 15 шт.



Двухпоточный желудочный зонд

## **852.01** Обратный клапан

**30/1440**

Подсоединяется к боковому порту двухпоточных желудочных зондов с кодами 340 и 1340.



Код 852.01

# ЕЮНОСТОМИЯ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



## ЕЮНОСТОМИЯ


### 2300.00 Еюностомический набор

1/20

Разработан специально для интрамуральной еюностомии с использованием иглы.

Содержание набора:

- 1 силиконовый катетер XRO, длина 60 см -  $\varnothing$  2.0 x 3.2 мм
- 1 интродьюсер Desilet
- 1 игла Алена Fr 10
- 1 съемный зажим (код 2196.30)
- 1 17G игла - длина 98 см
- 2 коннектора с замком Люер (код 893.00)



Код 2300.00

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ

### 396.01 Анти-I.V. безопасный переходник

20/1920

Код 396.01



### 2390 Стиллет для ввода мягких силиконовых зондов с закрытым кончиком

10/240

Предназначен только для зондов с закрытым кончиком  
Для активации гидрогелевого покрытия, стиллет необходимо смочить.  
Код 2390.101: для зондов от 8 до 10 Fr  
Код 2390.201: для зондов от 12 до 21 Fr



Код 2390.101



## ДЛЯ ЗАМЕТОК

Large empty rounded rectangular area for taking notes.